


Lysbeskyttende spesialfilm for Erytropoietisk protoporfyri (EPP) og Congenital erythropoietisk porfyri (CEP)

- Velegnet beskyttelse for personer med sykdommene EPP og CEP. Filtrerer bort den blåfiolette delen av lysspekteret (350 – 450 nm) som gir hudsymptomene og -skadene ved disse porfyrisykdommene. Resten av lysspekteret (>470 nm) slippes gjennom.
- Beregnet for permanent montering på glass, for eksempel vinduene i hus, bilruter (relativt flate).
- Kan også brukes på annen måte (rullegardin-løsninger, visir-løsninger). På grunn av filmens fysiske egenskaper vil denne slites med bruk og uten glassmontering må en derfor regne med utskifting etter en tid.

Illustrasjon av filmens egenskaper





- Leverandør:** Ganta Trading, Boks 39 Sentrum, 0101 Oslo
Tlf: +47 23232270
Kontaktperson: Hans Henriksen, hans@ganta.no
- Betegnelse:** Sun stop gul EPP film / 122 (Vare nr. 29140)
- Mål:** Rull på 120 cm bredde
- Pris:** Ferdig montert på flatt glass: NOK 760 / m² (eks mva)
Uten montering: NOK 494 / m² (eks mva)

Dekning av utgifter: Ut fra Folketrygdlovens bestemmelser om hjelpemidler (§10-6), skal det kunne gis tilskudd/dekning av utgifter til innkjøp og montering av en slik lysbeskyttende spesialfilm. Det må benyttes egne søknadsskjema for hjelpemidler (ergoterapeutene i kommunen har vanligvis disse). Viktig at en sakkyndig instans (NAPOS) dokumenterer behovet i hvert enkelt tilfelle og at denne dokumentasjonen legges ved søknaden. Uttalelse fra fastlege regnes vanligvis ikke som tilstrekkelig dokumentasjon.

NAPOS ønsker tilbakemelding på effekten ved bruk

- Skriv en mail og fortell hva du har erfart: atle.brun@helse-bergen.no
- Ta gjerne et digitalbilde av din personlige variant av "visir-løsning" eller andre løsninger som du sender til oss

Atle Brun, Overlege
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer
Laboratorium for klinisk biokjemi
Haukeland Universitetssykehus
N-5021 Bergen